



1 Back Dir Deinen Traummann!!!

Wer seinen Märchenprinzen noch nicht gefunden hat, kann ihn sich jetzt einfach selber backen – und vernaschen. Zum Beispiel einen gut gebauten, knackig braungebrannten Macho, der mit seinen nussbraunen Augen verführerisch blinzelt. Oder einen muskulösen Blondinen im weißen Muskelshirt, das verlockend über dem Waschbrettbauch spannt. Die Backform „Back Dir Deinen Traummann!!!“ ist der geniale Partygag und eignet sich hervorragend dazu, ewige Singles oder unglücklich Verliebte humorvoll aufzumuntern. Mit Zuckerguss, Lebensmittelfarbe

und anderen Backzutaten kann man seinen Traummann nach Belieben anziehen – oder ihn ohne viel Schnickschnack gleich mit Haut und Haar verspeisen. Die Backform ist auch für Pudding, Eis oder Götterspeise geeignet. Geschenkkarton mit stabiler, wiederverwendbarer Weißblechbackform in Form eines muskulösen Männeroberkörpers mit Kopf und Armen. Inklusive Backmischung und erotischem Rezept.

www.elementics.de



2 Digitalkamera im Kreditkartenformat

Aufregendes Äußeres, überzeugendes Inneres. Die neue, unvergleichliche EXILIM Card EX-S770 ist ein edles Designerobjekt zum Fotografieren und Filmen. Scharfe 7,2 Megapixel, dreifach optischer Zoom und Anti-Shake DSP sorgen für beeindruckende Fotos. Und das mit extrem geringer Auslöseverzögerung: Bei der EX-S770 liegen zwischen erfolgter Fokussierung und dem Auslösen nur ca. 0,01 Sekunden. Dazu ein extragroßes, extrem helles, 7,1 cm Wide Screen TFT-Farbdisplay für besonders gute Bildarstellung, das auch bei sehr starkem Sonnenlicht einen genauen Blick auf jedes Motiv erlaubt. Die MPEG4-Movie-Funktion mit Filmstabilisierungsfunktion ermöglicht hochqualitative Filme. Die Kamera bietet die Möglichkeit, neben Fotos und Filmen auch Dokumente, E-Mails und Webseiten im

Display zu betrachten. Dazu liefert der Hersteller ein Konvertierungsprogramm für den PC, der die Dateien in das JPEG-Format umwandelt. Mit der Revive Shot-Funktion kann man verblasste Erinnerungen auffrischen. Dieses Extra verhilft alten Albumfotos zu einem neuen und langen Leben in digitaler Form. Die EXILIM Card passt in jede Tasche und kommt überall mit: Die EX-S770 ist etwa so klein wie eine Kreditkarte, so dünn wie ein kleiner Finger und wiegt kaum mehr als eine Tafel Schokolade. Im Detail bedeutet das: 17,3 mm flach und 127 g leicht (ohne Akku und Speicherkarte). Erhältlich in den Farben Silber, Blau und Rot. Die neue EXILIM Card EX-S770 – ein digitales Meisterstück in elegantem Design.

www.exilim.de



3

4



3 Gute Ergebnisse bei der Behandlung von Periimplantitis

Die Anwendung von nanokristallinem Hydroxylapatit (Ostim®) sowie von bovinem Xenograft in Kombination mit einer Kollagenmembran tragen nachhaltig zur Heilung von intraossären Periimplantitis-Defekten bei. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Fallstudie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, veröffentlicht im Journal of Clinical Periodontology, Juli 2006.

Das Ziel der Fallstudie war, an 22 Patienten die Heilung von periimplantären Knochendefekten zu bewerten, nachdem einmal das Knochenersatzmaterial Ostim® von Heraeus Kulzer und zum Vergleich Bio-Oss® angewendet worden war. Entsprechend wurden die 22 Patienten, die eine moderate Periimplantitis aufwiesen, auf zwei verschiedene Arten behandelt: bei elf Patienten wurde während der Lappenoperation der periimplantäre Defekt al-

lein mit Ostim aufgefüllt. Die anderen Patienten erhielten das bovine Knochenersatzmaterial Bio-Oss, das in Kombination mit der Kollagenmembran Bio-Gide verwendet wurde. Sechs Monate nach dem Eingriff zeigte sich bei der Ostim-Gruppe eine Verringerung der Taschentiefe von $7,0 \pm 0,6$ auf $4,9 \pm 0,6$ mm und eine Veränderung des Attachmentverlustes von $7,5 \pm 0,8$ auf $5,7 \pm 1,0$ mm.

Bei der Gruppe, in der das bovine Knochenersatzmaterial verwendet worden war, zeigte sich eine Reduktion der Taschentiefe von $7,1 \pm 0,8$ auf $4,5 \pm 0,7$ mm und eine Veränderung des Attachmentverlustes von $7,5 \pm 1,0$ auf $5,2 \pm 0,8$ mm.

Das Ergebnis der Studie zeigt, dass beide Verfahren zu einer deutlichen klinischen Verbesserung führen.

www.ostim-dental.de

4 Prophylaxepasten gegen Zahnbelag

Die fluoridhaltigen Merssage Pasten beseitigen Zahnbelag und erzielen eine glatt polierte Zahnoberfläche. Merssage Regular wird bei stärkeren Zahnverfärbungen und zu Beginn einer Prophylaxebehandlung sowie zur Politur von Zahnoberflächen und zur Politur nach der Entfernung von KFO-Geräten angewendet. Merssage Fine verwendet man bei leichten Verfärbungen, zur Politur nach der Zahnsteinentfernung und nach dem Bleichen. Merssage Plus ist geeignet zur Politur nach Zahnsteinentfernung und nach dem Blei-

chen, zur Prävention von neuen Verfärbungen sowie zur Reinigung von Füllungsmaterialien und Politur der Oberfläche. Die fluoridfreie Prophylaxepaste Pressage ist für die Reinigung von Zahnoberflächen vor dem Bleichen und vor dem Auftragen von Ätzmitteln, Haftvermittlern und Fissurenversiegeln bestimmt. Sie enthält kein Fluorid, da Fluorid Bleichwirkung und Haftverbund beeinträchtigen kann.

www.shofu.de