



GEWINNE MIT DER dentalfresh UND PHILIPS!

Wir haben für euch in dieser Ausgabe der dentalfresh ein wenig Arbeit versteckt, die sich wirklich lohnen kann. Im gesamten Heft haben wir eine bestimmte Anzahl der Sonicare FlexCare von Philips versteckt. Findet alle Abbildungen der Sonicare und lasst uns die richtige Zahl mit euren Kontaktdaten bis zum 31. Januar 2009 zukommen. Zu gewinnen gibt es zehn der Sonicare FlexCare.



>>> Heute ist die Philips Sonicare die von Zahnärzten weltweit meist empfohlene Schallzahnbürsten-Marke. In der FlexCare präsentiert sich die Sonicare-Technologie in einer noch kompakteren Version. Dadurch konnten die Entwickler den ergonomischen Power Brush Griff realisieren: Er ist 30% kleiner, um 16% leichter und erzeugt in der Hand 80% weniger Vibrationen gegenüber seinen Vorgängern. Der Komfort wird durch eine Anzahl von individuellen Pflegeeinstellungen komplettiert. All diese Maßnahmen sind eindeutig compliancefördernd. Ebenfalls compliancefördernd wirkt sich die Beseitigung von Verfärbungen aus. Hier zeigte die FlexCare positive Effekte in einer klinischen Studie. Zusammen mit der FlexCare präsentiert Philips Sonicare das erste UV-Desinfektionsgerät für Zahnbürstenköpfe. Mittels ultravioletten Lichts wird eine Vielzahl von Keimen auf dem Bürstenkopf unschädlich gemacht. Der Mund beherbergt



Hunderte verschiedener Arten von Mikroorganismen. Diese werden während des Zähneputzens aus dem Plaque-Biofilm automatisch auf den Zahnbürstenkopf übertragen. Dort können sie sich vermehren und beim nächsten Reinigen der Zähne wieder in die Mundhöhle gelangen. Mit dem UV-Desinfektionsgerät können Anwender nun mehr tun, um das Risiko zu vermindern, dass die Bakterien sich auf dem Bürstenkopf und den Borsten ihrer Zahnbürste vermehren. Die UV-Desinfektion besticht durch eine simple Handhabung. Der Anwender steckt einfach einen oder auch zwei Bürstenköpfe in die Einheit, schließt das Gerät und drückt auf den Startknopf. Ein blaues Licht zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist und die UV-Desinfektion läuft. Nach nur zehn Minuten ist der Desinfektionsvorgang abgeschlossen. Eine eingebaute Automatik beendet den sicheren und chemikalienfreien Desinfektionsprozess. <<<

Die richtige Zahl bitte hier eintragen.

Name, Vorname _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

E-Mail _____

Kontaktdaten

per Fax an 03 41/4 84 74-2 90
oder per Post an
Oemus Media AG
Redaktion dentalfresh
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.